

# Konfigurierung Hausnotruf

CareTech

Kretschmer Informationselektronik GmbH

Rhinstraße 7/9

D-12307 Berlin

Absender

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Bitte Telefonnummer für Rückfragen angeben!

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Diese Konfiguration dient der Grundeinstellung, damit Sie Ihr Gerät nach Erhalt sofort in Betrieb nehmen können.

**So soll mein Hausnotrufgerät CareTech eingestellt werden:**

Bei Alarmauslösung werden nur die Notrufnummern in der angegebenen Reihenfolge gewählt:		Namen der angerufenen Person
		Bitte denken Sie daran, die Rufempfänger zu informieren! Mit Taste 4 Sprechverbindung einschalten und mit Taste 0 quittieren des Notrufes. (nur bei Zentralen) 4 s Textansage für Namen
ID-Nummer (12-stellig)		
1. Notrufnummer*)		
2. Notrufnummer*)		
3. Notrufnummer*)		
4. Notrufnummer*)		
5. Rufnummer Technische Alarmer*)		Batteriealarm, Netzausfall, Testalarm, Anruf bei fehlender Aktivität (mit Taste 0 quittieren)
6. Rufnummer gelbe Servicetaste*)		Schnellwahl Taste mit ca. 1 min Gesprächszeit (entfällt bei Aktivitätskontrolle)
Testalarm alle 7 Tage (auf 5. Rufnummer)	<input type="checkbox"/> ausschalten <input type="checkbox"/> Zeit ändern auf alle _ Tage	Alle 7 Tage Kontrolle des Telefonanschlusses lt. Vorschrift der Pflegekasse (mit Taste 0 quittieren)
Grüne Tagestaste für Aktivitätskontrolle alle 26 Stunden (keine 6. Rufnummer möglich)	<input type="checkbox"/> einschalten	Rücksetzen der internen Uhr nach Betätigen der grünen Taste am Gerät
	<input type="checkbox"/> Zeit ändern auf __ Stunden	
	<input type="checkbox"/> gelbe Taste einschalten	Als Abwesenheitstaste betätigen, wenn man länger als 24 Stunden nicht zu Hause ist
<b>Spezialprogrammierung mit 6 Notrufnummern (ohne Aktivitätskontrolle! Technische Alarmer auf 1. Notrufnummer)</b>		
5. Notrufnummer*)		
6. Notrufnummer*)		
<b>Handsender / Bewegungsmelder / Rauchmelder (ID angeben s. Aufkleber auf der Rückseite des Gerätes)</b>		
1. Funksender		Handsender
2. Funksender		
3. Funksender		
4. Funksender		
5s Voralarm	<input type="checkbox"/> ausschalten	Basisgerät piept nach Alarmauslösung für 5 s
Abbruch Notruf	<input type="checkbox"/> ja (mit grüner Taste möglich)	Abbruch des Alarms jederzeit möglich

\*) Die Telefonnummer darf max. 15 Stellen haben. Das angerufene Telefon muß auf Mehrfrequenz-Wahlverfahren (MFV) eingestellt sein (hörbare Töne beim Betätigen der Zifferntasten am Telefon). Die Auswahl der Rufnummern obliegt der Verantwortung des Kunden. Hinweis: **Die Anwahl bestimmter Notrufnummern kann zusätzliche Kosten verursachen!**

Die erste Konfigurierung Ihres Hausnotrufgerätes CareTech erfolgt nach Eintreffen des ausgefüllten Formulars vor der Auslieferung. Sie können jederzeit am Gerät selbst einen neuen Text aufsprechen oder zusätzliche Funksender anmelden. Sie können die oben stehenden Einstellungen und weitere Funktionen jederzeit per Fernprogrammierung ändern.

**x**

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

**Bitte bei der Bestellung per Post oder Fax senden!**

Fax 030 - 746 50 19