

Konfigurierung Hausnotruf

CareTech

Kretschmer Informationselektronik GmbH

Rhinstraße 7/9

D-12307 Berlin

Absender

Name: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Bitte Telefonnummer für Rückfragen angeben!

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Diese Konfiguration dient der Grundeinstellung, damit Sie Ihr Gerät nach Erhalt sofort in Betrieb nehmen können.

So soll mein Hausnotrufgerät CareTech eingestellt werden:

Bei Alarmauslösung werden nur die Notrufnummern in der angegebenen Reihenfolge gewählt:		Namen der angerufenen Person Bitte denken Sie daran, die Rufempfänger zu informieren! Mit Taste 4 Sprechverbindung einschalten und mit Taste 0 quittieren des Notrufes.
1. Notrufnummer*)		
2. Notrufnummer*)		
3. Notrufnummer*)		
4. Notrufnummer*)		
5. Rufnummer Technische Alarmer*)		Batteriealarm, Netzausfall, Testalarm, Anruf bei fehlender Aktivität (mit Taste 0 quittieren)
6. Rufnummer gelbe Servicetaste*)		Schnellwahltaste mit ca.90 s Gesprächszeit (entfällt bei Aktivitätskontrolle)
Testalarm alle 7 Tage (auf 5. Rufnummer)	<input type="checkbox"/> einschalten <input type="checkbox"/> Zeit ändern auf alle _ Tage	Alle 7 Tage Kontrolle des Telefonanschlusses lt. Vorschrift der Pflegekasse (mit Taste 0 quittieren)
Grüne Tagestaste für Aktivitätskontrolle alle 26 Stunden (keine 6. Rufnummer möglich)	<input type="checkbox"/> einschalten <input type="checkbox"/> Zeit ändern auf __ Stunden	Rücksetzen der internen Uhr nach Betätigen der grünen Taste am Gerät
	<input type="checkbox"/> gelbe Taste einschalten	Als Abwesenheitstaste betätigen, wenn man länger als 24 Stunden nicht zu Hause ist
Abbruch Notruf	<input type="checkbox"/> ja (mit grüner Taste)	Abbruch des Alarms jederzeit am Basisgerät durch Betätigen der grünen Taste möglich
ID-Nummer (12-stellig)		(nur bei Zentralen) 4 s Textansage für Namen
Handsender / Bewegungsmelder / Rauchmelder (ID angeben s. Aufkleber auf der Rückseite des Gerätes)		
1. Funksender		Handsender
2. Funksender		
3. Funksender		
4. Funksender		
Spezialprogrammierung mit 6 Notrufnummern (ohne Aktivitätskontrolle, technische Alarmer auf 1. Notrufnummer)		
5. Notrufnummer*)		
6. Notrufnummer*)		

*) Die Telefonnummer darf max. 15 Stellen haben. Das angerufene Telefon muß auf Mehrfrequenz-Wahlverfahren (MFV) eingestellt sein (hörbare Töne beim Betätigen der Zifferntasten am Telefon). Die Auswahl der Rufnummern obliegt der Verantwortung des Kunden. Hinweis: **Die Anwahl bestimmter Notrufnummern kann zusätzliche Kosten verursachen!**

Die erste Konfigurierung Ihres Hausnotrufgerätes CareTech erfolgt nach Eintreffen des ausgefüllten Formulars vor der Auslieferung. Sie können jederzeit am Gerät selbst einen neuen Text aufsprechen oder zusätzliche Funksender anmelden. Sie können die oben stehenden Einstellungen und weitere Funktionen jederzeit per Fernprogrammierung ändern.

x

Datum _____ Unterschrift _____

Bitte bei der Bestellung per Post oder Fax senden!

Fax 030 - 746 50 19